

FICHE 6: DÉTERMINER LA TENEUR EN PHOSPHATE



Méthode de détermination du phosphate (P mg/l) à l'aide d'un test de couleurs:

- Rincez les fioles avec l'eau du cours d'eau. Ne rejetez pas l'eau de rinçage dans le cours d'eau, car il peut contenir des traces de produits chimiques.
- A l'aide de la seringue versez 6ml d'eau du cours d'eau dans chaque fiole.
- Ajoutez 5 gouttes du **réactif 1** dans une des deux fioles. Ce sera la fiole 1. L'autre, la fiole 2, sera la fiole témoin dans laquelle on ne versera aucun réactif. Attention! C'est un acide fort, à utiliser avec précautions!
- Fermez les fioles et secouez-les.
- Ajoutez 1 micro cuillère du réactif 2 dans la fiole 1. Secouez-la bien jusqu'à ce la poudre soit complétement dissoute. Vous obtiendrez alors une teinte bleue.
- Attendez 2 minutes.
- Placez les fioles dans le socle noir et comparez la couleur des solutions avec le disque de couleurs.
- Lisez la concentration en P correspondant à la couleur. L'intensité de la couleur bleue est proportionnelle à la quantité de phosphate de l'échantillon du cours d'eau.
- Notez votre résultat dans votre rapport.

Matériel:

- Le set de titrage du phosphate composé de:
 - 2 fioles en verre
 - Une serinque
 - Une micro cuillère
 - Réactif 1: acide sulfurique
 - Réactif 2: acide ascorbique $(C_6H_8O_6)$
- Bouteille contenant un échantillon du cours d'eau
- Socle noir
- Feuille de rapport



















